

股関節形成不全に対する新しい治療法

カスタム棚形成術 3D Hip（関節温存手術）

愛犬にこんな症状はありませんか？

- 後ろ足をかばって歩く
- 走り方がおかしい
- ジャンプや階段を嫌がる
- 股関節形成不全と診断された


カスタム棚形成術とは？ CT データをもとにオーダーメイドで作製したチタン製インプラントを使用し、股関節の受け皿（寛骨臼）を広げることで関節の安定性を高める治療法です。

- **この治療の特徴**
 - ✓ 自分の股関節を残せる
 - ✓ 股関節の安定性を改善できる
 - ✓ 痛みや跛行の改善が期待できる
 - ✓ 人工股関節置換術以外の選択肢となる

どんな犬が対象？ ※適応には整形外科診察とCT 検査が必要です。

- 股関節形成不全と診断された犬
- 股関節の不安定性がある犬
- 関節を温存したい犬
- 人工関節以外の治療を希望する犬

治療の流れ ① CT 検査 → ② オーダーメイドインプラント製作 → ③ 手術 → ④ 経過観察



愛犬の股関節の状態を詳しく評価し、最適な治療方法をご提案いたします。

オールハート動物リファーマルセンター